

O2-CPAP™ Valve

(22mm / 30mm Connectors)

Caution:

Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a licensed physician.

Single Patient Use



Latex Free



2797

QNET BV
Kantstraat 19
NL-5076 NP Haaren
The Netherlands

Pulmodyne, ...bringing change to life are Registered Trademarks of Pulmodyne, Inc. O2-CPAP and O2-RESQ are trademarks of Pulmodyne, Inc.

Made in USA

... bringing change to life®

Warning:

Do not use O2-CPAP Valve if it becomes occluded



EN-Medical Device



*European Union

Intersurgical UAB
Tel: +370 387 66 611
e-mail: info@intersurgical.lt
Avininkų g. 60, LT-18170, Palbradė, Lithuania

3645C413-2022

O2-CPAP™ Valve

(22mm / 30mm Connectors)

Caution:

Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a licensed physician.

Single Patient Use



Latex Free



2797

QNET BV
Kantstraat 19
NL-5076 NP Haaren
The Netherlands

Pulmodyne, ...bringing change to life are Registered Trademarks of Pulmodyne, Inc. O2-CPAP and O2-RESQ are trademarks of Pulmodyne, Inc.

Made in USA

... bringing change to life®

Instructions for use with O2-RESQ™ System:

- 1) Choose a pressure (cm H O) of preset O2-CPAP Valve that provides the therapy according to physicians orders
- 2) Attach the preset O2-CPAP Valve to the elbow of the O2-RESQ System with a push until securely in place or to the 22 mm/30 mm fittings provided
- 3) Watch the preset O2-CPAP Valve to ensure that it remains open during inspiration
- 4) Do not obstruct the outlets on the O2-CPAP Valve

Warning:

Do not use O2-CPAP Valve if it becomes occluded



O2-CPAP™ Ventil (Anschlüsse, 22 mm / 30 mm)

Gebrauchsanweisung für O2-RESQ™ System:

- 1) Einen Druck (cm H O) beim voreingestellten O2-CPAP Ventil wählen, mit dem gemäß der Anweisung des Arztes die Therapie durchgeführt wird
- 2) Das voreingestellte O2-CPAP Ventil am Kniestück des O2-RESQ Systems oder den mitgelieferten 22 mm/30 mm Anschlussstücken gut festdrücken
- 3) Das voreingestellte O2-CPAP Ventil beobachten um sicherzustellen, dass es während der Einatmung offen bleibt
- 4) Die Ausgänge des O2-CPAP Ventils dürfen nicht blockiert werden

WARNUNG:

O2-CPAP Ventil nicht verwenden, wenn es blockiert ist

Nur zum Gebrauch an einem Patienten

Latexfrei



DE-Medizinprodukt



*Intersurgical UAB
Tel: +370 387 66 611
e-mail: info@intersurgical.lt
Avininkų g. 60, LT-18170, Palbradė, Lithuania

*Europäische Union

Made in USA



O2-CPAP™ ventil (22 mm / 30 mm tilslutninger)

Brugervejledning for O2-RESQ™ systemet:

- 1) Vælg et tryk (cm H O) for den forudindstillede O2-CPAP ventil, som leverer terapien efter lægens anvisninger
- 2) Tilslut den forudindstillede O2-CPAP ventil til albuen på O2-RESQ systemet med et tryk, indtil den sidder forsvarligt fast, eller til de medleverede 22 mm/30 mm fittings
- 3) Hold øje med den forudindstillede O2-CPAP ventil for at sikre, at den forbliver åben under inspiration
- 4) Undgå at obstruere O2-CPAP ventilens udgange

ADVARSEL:

Brug ikke en O2-CPAP ventil, hvis den bliver tilstoppet

Til brug på en enkelt patient

Indeholder ikke latex



DA-Medicinsk udstyr

Fremstillet i USA



*Intersurgical UAB
Tel: +370 387 66 611
e-mail: info@intersurgical.lt
Avininkų g. 60, LT-18170, Palbradė, Lithuania

*Europäische Union

Made in USA



Válvula O2-CPAP™ (Conectores de 22mm/30mm)

Instrucciones de uso con el Sistema O2-RESQ™:

- 1) Elija un valor para la presión (cm H O) de la válvula O2-CPAP preprogramada que suministre la terapia según las indicaciones del médico
- 2) Conecte la válvula O2-CPAP preprogramada en el codo del sistema O2-RESQ con una leve presión hasta que quede fija en su sitio o en los accesorios de 22 mm/30 mm suministrados
- 3) Observe la válvula O2-CPAP preprogramada para asegurarse de que permanece abierta durante la inspiración
- 4) No obstruya las salidas de la válvula O2-CPAP

ADVERTENCIA:

No use la válvula O2-CPAP si presenta alguna oclusión

Para uso en un solo paciente

No contiene latex



Fabricada en EE.UU.

ES-Dispositivo médico



*Unión Europea



Une valve O2-CPAP™ (Raccords 22 mm/30 mm)

Mode d'emploi pour le système O2-RESQ™:

- 1) Choisir une pression (cm H O) de la valve O2-CPAP prédefinie qui fournit la thérapie, conformément aux instructions du médecin
- 2) Fixer la valve O2-CPAP au coude du système O2-RESQ en poussant jusqu'à ce qu'elle soit solidement en place ou au raccord 22 mm/30 mm fourni
- 3) Observer la valve O2-CPAP prédefinie pour s'assurer qu'elle reste ouverte au cours de l'inspiration
- 4) Ne pas obstruer les sorties sur la valve O2-CPAP

AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser la valve O2-CPAP si elle est bouchée

À usage patient unique

Sans latex



FR-Dispositif médical



*Union Européenne

Fabriqué aux États-Unis

